



Hallowell EMC Model 2000 BEADEMINGSTOESTEL VOOR GEZELSCHAPSDIEREN

Het Hallowell EMC Model 2000 beademings toestel is een tijd en volume gestuurd beademings toestel met een instelbare druk begrenzing.

Het beademings toestel kan geleverd worden met 3 balgen welke eenvoudig zijn uit te wisselen. De Hallowell EMC Model 2000 heeft 3 balgen met de bedoeling om een zo klein mogelijke dode ruimte in het ademhalings systeem te creëren. De balgen zijn verdeeld in: 0 tot 300 ml, 300 tot 1600 ml, 1600 tot 3000 ml

De onderdelen welke in contact komen met het ademhalingssysteem kunnen eenvoudig gedemonteerd worden om grondig schoon te maken en eventueel te steriliseren.



SPECIFICATIES:

- ✓ Volume gestuurd
- ✓ Instelbare druk van 10 tot 60 cm H₂O
- ✓ Hoge en lage druk alarm
- ✓ Heeft I:E ratio 1:2
- ✓ Beademings frequentie van 4 tot 40 keer per minuut
- ✓ Lage zuurstof druk alarm
- ✓ Druk gestuurd 2.4 tot 4.4 bar
- ✓ 19 mm gasevacuatie uitgang
- ✓ 90/240 V, 47/440 Hz
- ✓ 228mm x 254mm x 368mm
- ✓ Gewicht 5,9 kilo

HALLOWELL EMC

Hallowell Engineering & Manufacturing Corporation