



## Anesthesietoestel Penlon Prima 320 incl. beademing



### Frame met:

- ✓ Display: 8.4" TFT kleuren touchscreen
- ✓ Aansturing: Pneumatisch aangedreven elektronisch gecontroleerd
- ✓ Flow meter O<sub>2</sub> buis: 0L/min~1L/min~10L/min.
- ✓ N<sub>2</sub>O buis: 0L/min~1L/min~10L/min.
- ✓ Air buis: 0L/min~10L/min
- ✓ Versgas outlet is aan de voorkant van het frame
- ✓ Zuurstof flush: 25L/min~75L/min

- ✓ Zes beademings mogelijkheden
- ✓ Volwassenen middelgrote en kleine patiënten
- ✓ Geïntegreerd CO2 cirkelsysteem met balg
- ✓ Geïntegreerd verwarmings systeem van beademingssysteem
- ✓ Selectatec verdamper blok
- ✓ Sigma Delta Isofluraan verdamper Keyfill met inhoud van 250ml
- ✓ Schakelaar voor ballon naar balg
- ✓ Extra zuurstof aansluiting aan de zijkant
- ✓ 3 extra stopcontacten
- ✓ Power supply: 220V±10%, 50Hz±1Hz      10V±10%, 60Hz±1Hz
- ✓ Interne batterij: DC12V (90min back-up tijd)

## Ventilator

- ✓ Beademings mode: PEEP
- ✓ Geïntegreerd zuurstof uitlezing
- ✓ Spirometrie
- ✓ VCV, PCV, SIMV, Manual, Standby
- ✓ Tidal Volume: 50~1600ml
- ✓ Beademings frequentie 1~100bpm
- ✓ I:E ratio: 4:1 to 1:10
- ✓ Inspiratie pause: 0~60%
- ✓ Ti Inspiratie Druk: 5~70cm H2O
- ✓ Trigger Druk: 0~20cmH2O