



## VTI 550 Ventilator Volume en druk gestuurd BEADEMINGSTOESTEL VOOR GEZELSCHAPSDIEREN



### SPECIFICATIES:

- ✓ Toestel voor gecontroleerde beademing, volume en druk gestuurd
- ✓ Ventilatie mogelijkheden: VCV, PCV, PSV, SIMV-VC, SIMV-PC, PRVC, SIMV-PRVC
- ✓ Ventilatie Modes: Groot, Medium en Klein
- ✓ Balg (Latex vrij): 50 tot 1500 ml
- ✓ (Kleine balg optioneel 5 tot 300 ml)
- ✓ Aandrijving: perslucht of zuurstof ca 3 bar
- ✓ Frequentie (8PM): 4 tot 100 bpm
- ✓ I:E Ratio: 1:0 tot 1:8
- ✓ Druk begrensd: 5 tot 80 cmH<sub>2</sub>O
- ✓ Elektronische PEEP: 4 tot 30 cmH<sub>2</sub>O
- ✓ Netvoeding 230 V 50 Hz
- ✓ Batterij back-up tot 3 uur
- ✓ Totale afmeting: 820 (H) × 330 (W) × 410 (D) mm
- ✓ Gewicht: 11 kg