



Uw eigen 5 of 10 liter zuurstofgenerator met  
4 bar op uw anesthesie systeem!!



- ✓ Zuurstof concentratie van uw eigen zuurstofgenerator
- ✓ Geluid  $\leq$  35db
- ✓ 5 bar output
- ✓ Heeft hogedruk leiding (minimaal 10 bar) nodig naar anesthesie toestel
- ✓ Afmeting generator 500mm X 330mm X 390 mm
- ✓ Gewicht: 15 Kg
- ✓ Input: 220V. 50Hz. 1800 VA ( $\leq$  850W/1800W)
- ✓ Met opslagtank van 100 liter met een druk van 5 bar
- ✓ Afmeting tank 1200mm X 400mm