



Sterilisatie producten van


INTERSTER

Afdek materiaal

Protectie, veiligheid en comfort zijn dé woorden die aangeven waar ons afdek materiaal Secu Drape voor staat.

De nieuwste generatie hierin is de Mediwell Super Strong. Een uit 3-lagen bestaande non woven met een groot absorberend vermogen. De beschermlaag is bijzonder zacht, ondoordringbaar voor vocht en vormt de barrière tegen micro organismen.

Door de nieuwe samenstelling van dit 3-laags materiaal, wordt het totale laken sterker terwijl de patiënt er juist veel comfort van ondervindt.



Protectie

Het materiaal is gegarandeerd vochtdicht en daarom bacterievrij. Het geeft vrijwel geen deeltjes af. De zelfklevende oppervlaktes vormen een vochtbarrière, hierdoor wordt het operatieveld hermetisch afgesloten.

Veiligheid

De lakens zijn op maat gefabriceerd en direct bruikbaar. De pakketten worden samengesteld conform de wensen van de gebruiker en hebben een duidelijke vouwwijze. Hierdoor zijn de lakens direct te gebruiken.

Comfort

De eigenschappen van dit materiaal bieden de patiënt en gebruiker optimaal comfort.

Verder zijn de lakens door de werkbeparende kenmerken zoals opvangzakken, slanghouders, elastische openingen etcetera extra comfortabel in gebruik.

