



## INDUCTIE KAMER

Voor conventionele inhalatie anesthesie van kleine huisdieren



- ✓ Tevens in formaat te krijgen voor kleine dieren die niet te hanteren zijn
- ✓ In vier maten te leveren
- ✓ 45 liter, 18.5 liter, 5.25 liter and 1.5 liter
- ✓ Gefabriceerd uit 5.6mm sterk acrylaat plastic
- ✓ Heeft een 15 mm inlet poort (maatvoering van de tube)
- ✓ Heeft een 22mm outlet poort voor het gasevacuatie systeem
- ✓ Een glijdend zelf sluitend deksel die door de stops goed afsluit

