



Sterilisatie producten van

INTERSTER

Protectie / Chirurgische jassen



De Interster chirurgische jassen zijn gemaakt van Dupont Sontara® materiaal. Dit superieure non-woven materiaal kenmerkt zich doordat het een goede bescherming biedt voor zowel patiënt als gebruiker. De jassen zijn samen met de gebruikers ontwikkeld met als aandachtspunten een goede bacterie barrière en optimaal draagcomfort in de vorm van een soepel en ademend materiaal. De uitgebreide lijn operatiejassen is in overeenstemming met de EN 13795.

Er zijn verschillen typen operatiejassen.

1. Standaard Jas

- * Een extra lange klittenband sluiting voor optimaal draagcomfort
- * Schuine mouwinzet voor maximale bewegingsvrijheid

- * Naar binnen dubbel gestikte naden voorkomt doorlekken
- * Kleurcodering in de hals
- * Extra lange en soepele manchetten voor een perfecte pasvorm

Verkrijgbaar in de maten L (130 cm), XL (150 cm) en XXL (170 cm)

Artikelnr. 40331300 (Maat L, 130 cm) Verpakking: 2 x 12 stuks

Artikelnr. 40331500 (Maat XL, 150 cm) Verpakking 2 x 12 stuks

Artikelnr. 40331700 (Maat XXL, 170 cm) Verpakking 2 x 12 stuks



2. Reinforced Jassen

- * Een extra lange klittenband sluiting voor optimaal draagcomfort
- * Schuine mouwinzet voor maximale bewegingsvrijheid
- * Naar binnen dubbel gestikte naden voorkomt doorlekken
- * Kleurcodering in de hals
- * Extra lange en soepel manchetten voor een perfecte pasvorm
- * Extra waterdicht reinforcement aan de voorzijde
- * Extra waterdicht reinforcement op kritische punten in de mouwen

Verkrijgbaar in de maten L (130 cm), XL (150 cm) en XXL (170 cm)

Artikelnr. 40331301 (Maat L, 130 cm) Verpakking: 2 x 12 stuks

Artikelnr. 40331501 (Maat XL, 150 cm) Verpakking 2 x 12 stuks

Artikelnr. 40331701 (Maat XXL, 170 cm) Verpakking 2 x 12 stuks