



Sterilisatie producten van

INTERSTER

Laminaatverpakking

Voor het verpakken van losse medische hulpmiddelen die gesteriliseerd dienen te worden, worden laminaatverpakkingen gebruikt die worden dichtgeseald.

Laminaatverpakkingen moeten aan extreem hoge kwaliteitseisen voldoen.

Voor alle gangbare sterilisatievormen bieden wij geschikte sterilisatieverpakkingen.

Al onze laminaatverpakkingen voldoen aan de norm EN - ISO 11607-1&5.



Dit revolutionaire multilaminaat is uitermate sterk en geeft in combinatie met het medisch papier bij het openen geen deeltjes af. Daarnaast scheurt het ook niet in, waardoor een aseptische presentatie wordt gegarandeerd. De dikte van de sealnaad is groter dan volgens de Europese norm is voorgeschreven, om ook op dit gebied maximale zekerheid te bieden aan de gebruiker. Deze verpakkingen geschikt voor en voorzien van een indicator voor stoom- en EtO-sterilisatie.

Wij leveren een enorme variëteit aan formaten. Naast de diverse afmetingen, levert Interster het materiaal ook op rol. De gebruiker kan zo voor extreme maatvoeringen waarvoor geen standaard verpakkingen voorhanden zijn, exact zijn eigen oplossing creëren.

Laminaatverpakkingen met zijvouw zijn alleen op aanvraag leverbaar.



veterinary technics Int.
BDO - MEDIPASS *medical division*

11911015	Laminaatzak 100x150mm 1.600 stuks per doos
11911025	Laminaatzak 100x250mm 1.000 stuks per doos
11911030	Laminaatzak 100x300mm 1.000 stuks per doos
11911240	Laminaatzak 120x400mm 1.000 stuks per doos
11912142	Laminaatzak 210x420mm 1.000 stuks per doos
11913250	Laminaatzak 320x500mm 500 stuks per doos
11917530	Laminaatzak 75x300mm 1.200 stuks per doos
12921020	Laminaatrol 100mm x 200mtr per rol
12922020	Laminaatrol 210mm x 200mtr per rol
12924210	Laminaatrol 420mm x 100mtr per rol
12927520	Laminaatrol 75mm x 200mtr per rol