



## Sterilisatie producten van

**INTERSTER**

### Protectie / Maskers

#### Standaard masker / Eigenschappen

- \* Klassieke stijl chirurgisch masker
- \* Fiber Pindown voorkomt gezichtsirritatie
- \* Uitstekende bacteriefiltratie
- \* Koel en ademend
- \* Weinig deeltjes afgifte
- \* Latex vrij

#### Samenstelling

- \* Binnenzijde wit nonwoven
- \* Buitenzijde blauw nonwoven
- \* Ultrasoon geseald
- \* Verticale knooplinten
- \* 3-laags
- \* Artikelnr. 40404010



#### Spatmasker met anticondensschuim met scherm / Eigenschappen

- \* Panoramisch spatscherm
- \* Grote vochtafstotendheid
- \* Anticondens schuimstrip
- \* Fiber Pindown voorkomt gezichtsirritatie
- \* Goed ademend
- \* Uitstekende bacteriefiltratie
- \* Weinig deeltjes afgifte
- \* Latex vrij

#### Samenstelling

- \* Binnenzijde wit nonwoven
- \* Buitenzijde blauw geruit nonwoven
- \* Het scherm is ultrasoon geseald aan het masker
- \* Verticale knooplinten
- \* 4-laags (extra filterlaag)
- \* Zwarte anti-reflectiestrip
- \* Blauwe schuimstrip

