




Sputen Pomp SN-50C6



Specificaties:

- Automatische spuiten kalibratie
- Batterij geeft een werking van 6 uur bij een continue werking van de pomp
- Werkt met 10, 20, 30, 50 mL spuiten
- Flowrate bij:
 - 50 mL spuit 0.1-1500 mL/h (0.1 mL/h step)
 - 30 mL spuit 0.1-900 mL/h (0.1 mL/h step)
 - 20 mL spuit 0.1-600 mL/h (0.1 mL/h step)
 - 10 mL spuit 0.1-400 mL/h (0.1 mL/h step)
- Voor ingestelde volume 0. 1~9999 mL
- Power: AC110~220V ±10%, 50~60 Hz ±1 Hz
- Batterij: NiMH: DC12 V
- Gewicht: 2.25kg
- Afmeting: 306mm (Lengte)×135mm (Hoogte)×127mm (Breedte)