



Basisinstallatie Gasanesthesie Monkey / VT2
Tafel- en Wandmodel
Veterinair ontwikkeld voor Low-Flows

- ✓ Flowmeter met 2 zuurstof buizen (0 tot 1 L/min en 1 tot 10 l/min)
- ✓ Verdamer naar keuze met snelwisselblok
- ✓ O₂ A-conus met bypass
- ✓ Cirkelsysteem met patiënten systeem
- ✓ Optie Omschakelkraan voor Generator en O₂ fles

