



Vacuümtoestel met regelbare flows



7E-B Vacuüm toestel vanaf kleine huisdieren

Artikelnr. : 210201

Heeft een olievrij vacuüm pomp met een vierkante negatieve druk wijzerplaat.

Klein formaat, geruisloos, eenvoudig te verplaatsen en de instellingen zijn beter voor het gebruik vanaf kleine huisdieren

Technische data:

Stroom aansluiting: AC220V \pm 10%, 50Hz \pm 2%

Verbruik: \leq 90 Watt

Maximale negatieve druk waarde: 750 cm HG

Zuig kracht: \geq 15L/min maximaal 18L/min

Geluid: \leq 65dB (A)

Reservoir volume: 1 Liter, 1 fles

Inclusief zuigslang en filters

