



Vacuümtoestel met regelbare flows verrijdbaar de luxe



Technische data:
Stroom aansluiting:
AC220V±22V, 50Hz±1Hz
Verbruik: ≤180 Watt
Maximale negatieve druk: 900 cm
HG
Zuig kracht: ≥15L/min
20L/min maximaal
Geluid: ≤ 65dB (A)
Reservoir volume: 2,5 Liter,
2flessen Inclusief zuigslang en
filters

7A-23B Elektronisch vacuüm toestel

Artikelnr. : 210207

Heeft een olievrij vacuüm pomp.

Schoon te maken zonder vervuiling van olie of rook.

Veilig: geen overdruk tijdens gebruik.

Geen druk terug als het toestel stopt, dus geen vloeistof die terug loopt. Het type 7A-23B is compleet van

polyethyleen gefabriceerd zodat het niet roest, en sierlijk toont. Het toestel bevat geen olie zodat

bevuild van olie niet voorkomt. Eenvoudig te verplaatsen (door de wielen), laag geluidsniveau, hoge negatieve druk, grote opslag.

Het toestel kan tevens gebruikt worden waarbij veel vocht vrij kan komen.

