



Sterilisatie producten van

INTERSTER

Sterilisatie verpakkingsmateriaal

De crèpe Blue, crèpe Sensitive en Interwrap 335 zijn sterilisatie verpakkingsmaterialen gebaseerd op cellulose. De crèpes zijn sterk en flexibel in gebruik en combineren een uitstekende vochtregulatie met optimale bescherming van het steriele product.

Kenmerken:

De crèpes zijn krachtig en uitermate geschikt voor het reguliere werk. De crèpe Blue en crèpe Sensitive zijn in bijzonder te gebruiken als buiten- c.q. transportverpakking. Ook hebben alle crèpes een uitstekende stoomdoorlatende en vochtregulerende eigenschap. Bovendien zijn de crèpes Interleaved te verkrijgen.



Kwaliteit:

Interster's crèpes voldoen aan EN 11607 1&2. De crèpes zijn geschikt voor EtO-, gamma-, formaldehyde- en stoomsterilisatie.

Crèpe Sensitive is soepeler en zachter voor de handen, dan Crèpe Blue.

Interwrap 335 is sterker dan Crèpe Blue en Crèpe Sensitive en daardoor extra geschikt voor zware instrumentensets.

Interwrap 340gr/cr. Wit 75x75cm / Artikelnr. 48GC7575



Stoomindicatortape wit 19 mm

Artikelnr. 31001955

Verpakking per 48 rollen

Stoomindicatortape wit 25 mm

Artikelnr. 31002555

Verpakking per 36 rollen